



Slovenský

Návod na použitie

Dni cyklu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Menštruácia, neplodné dni

plodné dni

určite neplodné dni

Prefert® Vaginálny gél

Vaginálny lubrikant pri želaní otehotnieť

Pred použitím si prečítajte pokyny na použitie!

Spôsob účinku: Prefert® podporuje aktivitu spermií v čase ovulácie:

- zabezpečuje spermiám optimálne prostredie,
- ideálna hodnota pH pre prirodzené oplodnenie,
- v porovnaní s klasickými lubrikantmi zlepšuje pohyblivosť spermií,
- znižuje osmotickú bariéru pre spermie,
- zlepšuje osmolaritu.

Čas použitia: Počas 3 najplodnejších dní ženského cyklu (čas ovulácie).

Slovenščina

Navodilo za uporabo

Dnevi cikla

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Menstruracija neplodnost

Plodni dnevi

Zagotovo neplodno

Prefert® Vaginalni gel

Vaginalni lubrikant pri želji po zanositvi

Pred uporabo preberite navodila za uporabo!

Način učinkovanja: Gel Prefert® spodbuja aktivnost spermijev v času ovulacije:

- spermijem daje optimalno okolico
- idealna pH-vrednost za naravno oploditev
- izboljša gibljivost spermijev v primerjavi s klasičnimi lubrikanti
- zmanjša osmotsko pregrado za spermie
- izboljša osmolarnost

Čas uporabe: V 3 najbolj plodnih dneh ženskega cikla (čas ovulacije). Uporabite enkrat v 24 urah.

čeština

Návod k použití

Dny cyklu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

menstruace - neplodné

plodné dny

bezpečně neplodné

Prefert® Vaginální gel

Vytváří příznivé prostředí pro spermie

Před použitím si přečtěte návod k použití!

Působení: Prefert® podporuje aktivitu spermií v době ovulace:

- poskytuje spermiím optimální prostředí
- ideální hodnota pH pro přirozené oplodnění
- zlepšuje pohyblivost spermií v porovnání s klasickými kluznými prostředky
- snižuje osmotickou bariéru pro spermie
- zlepšuje osmolaritu

Doba použití: Ve 3 neplodnějších dnech ženského cyklu (doba ovulace). Používejte pouze jedenkrát za 24 hodin.

Použití: Zaveďte 5 minut před pohlavním stykem.

1. Před pohlavním stykem stykem si vezměte jednorázovou stříkačku Prefert® vaginální gel a aplikátor k opakovanému použití.
2. Odstraňte ze stříkačky šedou krytku.
3. Nasaďte aplikátor na stříkačku. Zaveďte vaginální aplikátor do pochvy.
4. Vytlačte Prefert® vaginální gel tlakem na píst stříkačky do pochvy. Stříkačku z aplikátorem opět vyjměte.
5. Aplikátor propláchněte a uložte si jej pro příští použití.
6. Nyní můžete mít pohlavní styk. Obsah balení je určen pro 4 použití.

polski

Instrukcja użycia

Dni cyklu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Miesiączka: nieplodne

Dni płodne

Zdecydowanie nieplodne

Prefert® Żel dopochwowy

Dopochwowy żel nawilżający dla par starających się o dziecko

Przed użyciem należy przeczytać instrukcję!

Mechanizm działania: Prefert® wspomaga aktywność plemników w czasie owulacji:

- Zapewnia optymalne środowisko dla plemników
- Idealny odczyn pH do naturalnego poczęcia
- Poprawia ruchliwość plemników
- Zmniejsza barierę osmotyczną dla plemników
- Poprawia osmolarność

Kiedy stosować: W ciągu 3 najbardziej płodnych dni cyklu kobiety (w czasie owulacji). Stosować tylko raz w ciągu 24 godzin.

Wskazówki: Żel należy wprowadzić 5 minut przed współżyciem.

1. Przed współżyciem należy wyjąć jednorazową strzykawkę Żelu Dopochwowego Prefert® i aplikator wielorazowego użytku.
2. Zdjąć ze strzykawki szarą nasadkę. Podłączyć aplikator do strzykawki.
3. Wprowadzić aplikator dopochwowy do pochwy.
4. Naciśnąć na tłoczek strzykawki, aby wypchnąć Żel Dopochwowy Prefert® do pochwy. Wyjąć strzykawkę z aplikatorem.
5. Wyplukać aplikator i przechować go do następnego użycia Żelu.
6. Teraz można rozpocząć współżycie. Opakowanie zawiera 4 porcje Żelu.

Po użyciu należy wyrzucić pustą strzykawkę do domowego pojemnika na śmieci.

Aplikator dopochwowy należy umyć i oprukać ciepłą wodą. Można go stosować ponownie.

Nie zawiera parabenów.

Przebadano klinicznie w Niemczech.

Ostrzeżenia: Prefert® nie jest żelem antykoncepcyjnym. Prefert® nie zabija plemników ani nie wpływa negatywnie na właściwości nasienia. Jeśli stosowanie produktu Prefert® Żel dopochwowy powoduje podrażnienia lub dyskomfort, należy przetrwać stosowanie produktu i Żel Dopochwowy Prefert® do pochwy. Wyjąć strzykawkę z aplikatorem.

5. Wyplukać aplikator i przechować go do następnego użycia Żelu.

6. Teraz można rozpocząć współżycie. Opakowanie zawiera 4 porcje Żelu.

Po użyciu należy wyrzucić pustą strzykawkę do domowego pojemnika na śmieci.

Português

Instruções de utilização

Ciclo menstrual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Menstruação infértil

dias férteis

seguramente inférteis

Prefert® Gel vaginal

Lubrificante vaginal para os casos em que se deseja ter filhos

Ler as instruções de utilização antes de utilizar!

Indicações terapêuticas: Prefert® estimula a atividade dos espermatozoides no período de ovulação:

- proporciona um ambiente ideal para os espermatozoides
- valor de pH ideal para a fecundação natural
- melhora a motilidade do esperma comparativamente com os lubrificantes clássicos
- reduz a barreira osmótica aos espermatozoides
- melhora a osmolaridade

Tempo de aplicação: Nos 3 dias mais férteis do ciclo menstrual (período de ovulação). Utilizar apenas uma vez em 24 horas.

Aplicação: Introduzir antes das relações sexuais, retire uma seringa descartável de Prefert® Gel Vaginal e o aplicador reutilizável da embalagem.

1. Antes de ter relações sexuais, retire uma seringa descartável de Prefert® Gel Vaginal e o aplicador reutilizável da embalagem.
2. Remova a tampa de fecho cinzenta da seringa.
3. Insira o aplicador na seringa. Introduza o aplicador vaginal na vagina.
4. Empurre o Prefert® Gel Vaginal para dentro da vagina mediante pressão no êmbolo da seringa.
5. Remova a seringa com o aplicador.
6. Agora pode ter relações sexuais. O conteúdo da embalagem destina-se a 4 aplicações.

ελληνικά

Οδηγίες χρήσης

Ημέρες του κύκλου

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Αδελφοποίηση: μη γόνιμες

γόνιμες μέρες

σιγουρά μη γόνιμες

Prefert® Κολπική γέλη

Κολπικό λιπαντικό για ζευγάρια με επιθυμία τεκνοποίησης

Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση!

Τρόπος δράσης: Το Prefert® ενισχύει τη δραστηριότητα του σπέρματος κατά την περίοδο της ωορρίσεως:

- Παρέχει ένα βέλτιστο περιβάλλον για τα σπερματοζώα
- Ιδανική τιμή pH για τη φυσική γονιμοποίηση
- Βελτιώνει την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων συγκριτικά με τα κλασικά λιπαντικά
- μειώνει τον οσμωτικό φραγμό για τα σπερματοζώα
- Βελτιώνει την οσμωτική ισορροπία

Περίοδος χρήσης: Τις 3 πιο γόνιμες ημέρες του κύκλου (κατά την ωορρίση).

Na χρήση, απορρίπτετε την κενή σύριγγα στα οικιακά απορρίμματα.

Το κολπικό εξάρτημα χορηγώντας καθαρίζεται και ξεπλένεται με χλιαρό νερό. Επαναχρησιμοποίηση.

Χωρίς παραβένες.

Κλινικά δοκιμασμένο στη Γερμανία.

Προειδοποιήσεις: Η κολπική γέλη Prefert® δεν έχει αντισυλληπτική δράση. Το Prefert® δεν εξουδεώνει τα σπερματοζώα ούτε επηρεάζει τη δραστηριότητά τους. Αν η χρήση της κολπικής γέλης Prefert® προκαλέσει ερεθισμούς ή δυσφορία, διακόψτε τη χρήση και απευθυνθείτε στο γιατρό σας. Διατηρήστε αυτό το προϊόν μακριά από παιδιά. Αν υποβλήθηκαν πρόσφατα σε κολπική χειρουργική επέμβαση, ρωτήστε το γιατρό σας πριν από τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε την κολπική γέλη Prefert® αν έχετε ενεργό κολπική λοίμωξη.

اللغة العربية

تعليمات الاستخدام

رسم بياني: الدورة الشهرية

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

الطمث غير خصب

أيام خصبة

بالتأكيد غير خصبة

Prefert® هلام مهبلية

مادة مرطبة مهبلية تستعمل عند الرغبة في إنجاب الأطفال

ملاحظة: يرجى قراءة التعليمات قبل الاستخدام!

طريقة التطبيق: يشجع بريفيرت نشاط اللطف في وقت الإباضة.

يوفر بيئة مثالية للطف.

رقم هيدروجيني مثالي للإخصاب الطبيعي.

يحسن حركة اللطف المقارنة مع المواد.

يقلل الحاجز التناضحي للحويصلات المنوية.

يحسن الأسمولية.

وقت الاستعمال: في الأيام الثلاثة الأكثر خصوبة من الدورة الشهرية (موعد الإباضة).

يتم استعمال مرة واحدة فقط خلال 24 ساعة.

استعمال: يتم استعماله قبل الجماع بـ 5 دقائق.

1. قبل عملية الجماع خذني حقنة بريفيرت «الهلام المهبلية» استعمال مرة واحدة والمطبق ذو الاستخدامات المتكررة.

2. أزيلي الغطاء الرمادي عن الحقنة.

3. أدخلي المطبق على الحقنة. أدخلي المطبق المهبلية في المهبل.

4. ادفعي بريفيرت، «الهلام المهبلية» إلى المهبل من خلال الضغط على مقدة الحقنة.

5. ثم ابدي الحقنة مع المطبق.

6. اغسلي المطبق واحفظيه للاستعمال التالي.

والآن بلانككم ممارسة الجماع. احتفظي الحورة يكفي لـ 4 استعمالات.

Türkçe

Kullanım talimatı

Adet döngüsü

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Adet: infertil

Fertil günler

Kesinlikle infertil

Prefert® Vajinal jel

Çocuk isteyen çiftler için vajinal kayganlaştırıcı

Not: Lütfen kullanmadan önce kullanım talimatlarını okuyun!

Etki şekli: Prefert® ovulasyon sırasında sperm aktivitesini artırır:

- Sperm için optimal bir ortam sağlar
- Doğal konsepsiyon için ideal pH
- Klasik kayganlaştırıcılara nazaran sperm hareketliliğini artırır
- Sperm için osmotik bariyeri zayıflatır
- Osmolariteyi artırır

Kullanma zamanı: Kadının adet döngüsünde en fertil olduğu 3 gün (ovülasyon zamanı). 24 saatlik bir süre içerisinde yalnızca bir defa uygulanır.

Uygulama: Cinsel ilişkiiden 5 dakika önce içeri sürün.

1. İlişkiiden önce tek kullanımlık bir Prefert® Vajinal Jel şırıngasını ve tekrar kullanılabilen aplikatörü çıkartın.
2. Şırınganın gri renkli başlığını çıkarın.
3. Aplikatörü şırıngaya takın. Vajinal aplikatörü, vajinaya yerleştirin.
4. Prefert® Vajinal Jeli vajinaya sıkmak için şırınganın pistonuna bastırın. Aplikatörle birlikte şırıngayı çıkartın.
5. Aplikatörü durulayın ve sonraki uygulama için saklayın.
6. Artık ilişki başlayabilir. Ambalajın içeriği 4 uygulamaya içindir. Kullandıktan sonra boş şırıngayı çöpe atın. Vajinal aplikatörü ılık su ile temizleyin ve durulayın. Tekrar kullanılabılır.

max 25°C

محدودیت دمایی | حد درجه الحرارة

max 25°C

محدودیت دمایی | حد درجه الحرارة

محدودیت دمایی | حد درجه الحرارة

Prefert® هلام مهبلية

مادة مرطبة مهبلية تستعمل عند الرغبة في إنجاب الأطفال

ملاحظة: يرجى قراءة التعليمات قبل الاستخدام!

طريقة التطبيق: يشجع بريفيرت نشاط اللطف في وقت الإباضة.

يوفر بيئة مثالية للطف.

رقم هيدروجيني مثالي للإخصاب الطبيعي.

يحسن حركة اللطف المقارنة مع المواد.

يقلل الحاجز التناضحي للحويصلات المنوية.

يحسن الأسمولية.

وقت الاستعمال: في الأيام الثلاثة الأكثر خصوبة من الدورة الشهرية (موعد الإباضة).

يتم استعمال مرة واحدة فقط خلال 24 ساعة.

استعمال: يتم استعماله قبل الجماع بـ 5 دقائق.

1. قبل عملية الجماع خذني حقنة بريفيرت «الهلام المهبلية» استعمال مرة واحدة والمطبق ذو الاستخدامات المتكررة.

2. أزيلي الغطاء الرمادي عن الحقنة.

3. أدخلي المطبق على الحقنة. أدخلي المطبق المهبلية في المهبل.

4. ادفعي بريفيرت، «الهلام المهبلية» إلى المهبل من خلال الضغط على مقدة الحقنة.

5. ثم ابدي الحقنة مع المطبق.

6. اغسلي المطبق واحفظيه للاستعمال التالي.

والآن بلانككم ممارسة الجماع. احتفظي الحورة يكفي لـ 4 استعمالات.

max 25°C

محدودیت دمایی | حد درجه الحرارة

max 25°C

محدودیت دمایی | حد درجه الحرارة

محدودیت دمایی | حد درجه الحرارة

Prefert® هلام مهبلية

مادة مرطبة مهبلية تستعمل عند الرغبة في إنجاب الأطفال

ملاحظة: يرجى قراءة التعليمات قبل الاستخدام!

طريقة التطبيق: يشجع بريفيرت نشاط اللطف في وقت الإباضة.

يوفر بيئة مثالية للطف.

رقم هيدروجيني مثالي للإخصاب الطبيعي.

يحسن حركة اللطف المقارنة مع المواد.

يقلل الحاجز التناضحي للحويصلات المنوية.

يحسن الأسمولية.

وقت الاستعمال: في الأيام الثلاثة الأكثر خصوبة من الدورة الشهرية (موعد الإباضة).

يتم استعمال مرة واحدة فقط خلال 24 ساعة.

استعمال: يتم استعماله قبل الجماع بـ 5 دقائق.

1. قبل عملية الجماع خذني حقنة بريفيرت «الهلام المهبلية» استعمال مرة واحدة والمطبق ذو الاستخدامات المتكررة.

2. أزيلي الغطاء الرمادي عن الحقنة.

3. أدخلي المطبق على الحقنة. أدخلي المطبق المهبلية في المهبل.

4. ادفعي بريفيرت، «الهلام المهبلية» إلى المهبل من خلال الضغط على مقدة الحقنة.

5. ثم ابدي الحقنة مع المطبق.

6. اغسلي المطبق واحفظيه للاستعمال التالي.

والآن بلانككم ممارسة الجماع. احتفظي الحورة يكفي لـ 4 استعمالات.

Free of Parabens!

max 25°C

محدودیت دمایی | حد درجه الحرارة

max 25°C

محدودیت دمایی | حد درجه الحرارة

محدودیت دمایی | حد درجه الحرارة

Prefert® هلام مهبلية

مادة مرطبة مهبلية تستعمل عند الرغبة في إنجاب الأطفال

ملاحظة: يرجى قراءة التعليمات قبل الاستخدام!

طريقة التطبيق: يشجع بريفيرت نشاط اللطف في وقت الإباضة.

يوفر بيئة مثالية للطف.

رقم هيدروجيني مثالي للإخصاب الطبيعي.

يحسن حركة اللطف المقارنة مع المواد.

يقلل الحاجز التناضحي للحويصلات المنوية.

يحسن الأسمولية.

وقت الاستعمال: في الأيام الثلاثة الأكثر خصوبة من الدورة الشهرية (موعد الإباضة).

يتم استعمال مرة واحدة فقط خلال 24 ساعة.

استعمال: يتم استعماله قبل الجماع بـ 5 دقائق.

1. قبل عملية الجماع خذني حقنة بريفيرت «الهلام المهبلية» استعمال مرة واحدة والمطبق ذو الاستخدامات المتكررة.

2. أزيلي الغطاء الرمادي عن الحقنة.

3. أدخلي المطبق على الحقنة. أدخلي المطبق المهبلية في المهبل.

4. ادفعي بريفيرت، «الهلام المهبلية» إلى المهبل من خلال الضغط على مقدة الحقنة.

5. ثم ابدي الحقنة مع المطبق.

6. اغسلي المطبق واحفظيه للاستعمال التالي.

والآن بلانككم ممارسة الجماع. احتفظي الحورة يكفي لـ 4 استعمالات.

www.prefert.com

max 25°C

محدودیت دمایی | حد درجه الحرارة

max 25°C

محدودیت دمایی | حد درجه الحرارة

محدودیت دمایی | حد درجه الحرارة

Prefert® هلام مهبلية

مادة مرطبة مهبلية تستعمل عند الرغبة في إنجاب الأطفال

ملاحظة: يرجى قراءة التعليمات قبل الاستخدام!

طريقة التطبيق: يشجع بريفيرت نشاط اللطف في وقت الإباضة.

يوفر بيئة مثالية للطف.

رقم هيدروجيني مثالي للإخصاب الطبيعي.

يحسن حركة اللطف المقارنة مع المواد.

يقلل الحاجز التناضحي للحويصلات المنوية.

يحسن الأسمولية.

وقت الاستعمال: في الأيام الثلاثة الأكثر خصوبة من الدورة الشهرية (موعد الإباضة).

يتم استعمال مرة واحدة فقط خلال 24 ساعة.

استعمال: يتم استعماله قبل الجماع بـ 5 دقائق.

1. قبل عملية الجماع خذني حقنة بريفيرت «الهلام المهبلية» استعمال مرة واحدة والمطبق ذو الاستخدامات المتكررة.

2. أزيلي الغطاء الرمادي عن الحقنة.

3. أدخلي المطبق على الحقنة. أدخلي المطبق المهبلية في المهبل.

4. ادفعي بريفيرت، «الهلام المهبلية» إلى المهبل من خلال الضغط على مقدة الحقنة.

5. ثم ابدي الحقنة مع المطبق.

6. اغسلي المطبق واحفظيه للاستعمال التالي.

والآن بلانككم ممارسة الجماع. احتفظي الحورة يكفي لـ 4 استعمالات.

Free of Parabens!

max 25°C

محدودیت دمایی | حد درجه الحرارة

max 25°C

محدودیت دمایی | حد درجه الحرارة

محدودیت دمایی | حد درجه الحرارة

Prefert® هلام مهبلية

مادة مرطبة مهبلية تستعمل عند الرغبة في إنجاب الأطفال

ملاحظة: يرجى قراءة التعليمات قبل الاستخدام!

طريقة التطبيق: يشجع بريفيرت نشاط اللطف في وقت الإباضة.

يوفر بيئة مثالية للطف.

رقم هيدروجيني مثالي للإخصاب الطبيعي.

يحسن حركة اللطف المقارنة مع المواد.

يقلل الحاجز التناضحي للحويصلات المنوية.

يحسن الأسمولية.

وقت الاستعمال: في الأيام الثلاثة الأكثر خصوبة من الدورة الشهرية (موعد الإباضة).

يتم استعمال مرة واحدة فقط خلال 24 ساعة.

استعمال: يتم استعماله قبل الجماع بـ 5 دقائق.

1. قبل عملية الجماع خذني حقنة بريفيرت «الهلام المهبلية» استعمال مرة واحدة والمطبق ذو الاستخدامات المتكررة.

2. أزيلي الغطاء الرمادي عن الحقنة.

3. أدخلي المطبق على الحقنة. أدخلي المطبق المهبلية في المهبل.

4. ادفعي بريفيرت، «الهلام المهبلية» إلى المهبل من خلال الضغط على مقدة الحقنة.

5. ثم ابدي الحقنة مع المطبق.

6. اغسلي المطبق واحفظيه للاستعمال التالي.

والآن بلانككم ممارسة الجماع. احتفظي الحورة يكفي لـ 4 استعمالات.

www.prefert.com

max 25°C

محدودیت دمایی | حد درجه الحرارة

max 25°C

محدودیت دمایی | حد درجه الحرارة

محدودیت دمایی | حد درجه الحرارة

Prefert® هلام مهبلية

مادة مرطبة مهبلية تستعمل عند الرغبة في إنجاب الأطفال

ملاحظة: يرجى قراءة التعليمات قبل الاستخدام!

طريقة التطبيق: يشجع بريفيرت نشاط اللطف في وقت الإباضة.

يوفر بيئة مثالية للطف.

رقم هيدروجيني مثالي للإخصاب الطبيعي.

يحسن حركة اللطف المقارنة مع المواد.

يقلل الحاجز التناضحي للحويصلات المنوية.

يحسن الأسمولية.

وقت الاستعمال: في الأيام الثلاثة الأكثر خصوبة من الدورة الشهرية (موعد الإباضة).

يتم استعمال مرة واحدة فقط خلال 24 ساعة.

استعمال: يتم استعماله قبل الجماع بـ 5 دقائق.

1. قبل عملية الجماع خذني حقنة بريفيرت «الهلام المهبلية» استعمال مرة واحدة والمطبق ذو الاستخدامات المتكررة.

2. أزيلي الغطاء الرمادي عن الحقنة.

3. أدخلي المطبق على الحقنة. أدخلي المطبق المهبلية في المهبل.

4. ادفعي بريفيرت، «الهلام المهبلية» إلى المهبل من خلال الضغط على مقدة الحقنة.

5. ثم ابدي الحقنة مع المطبق.

6. اغسلي المطبق واحفظيه للاستعمال التالي.

والآن بلانككم ممارسة الجماع. احتفظي الحورة يكفي لـ 4 استعمالات.

Prefert®
Vaginal Gel



Quick start to use Prefert®:

1.

2.

3.

4.

5.

Deutsch
Gebrauchsanweisung

Zyklusstage

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Menstruation: unfruchtbar										fruchtbare Tage					sicher unfruchtbar											

Prefert® Vaginal Gel
Vaginal Gleitmittel bei
Kinderwunsch

**Anwendungshinweise vor Gebrauch
lesen!**

Wirkungsweise: Prefert® fördert die Spermienaktivität zum Zeitpunkt der Ovulation:

- gibt den Spermien eine optimale Umgebung
- idealer pH-Wert zur natürlichen Befruchtung
- verbessert die Beweglichkeit der Spermien im Vergleich zu klassischen Gleitmitteln
- reduziert die osmotische Barriere für Spermien
- verbessert die Osmolarität

Anwendungszeit: Zur vorübergehenden Anwendung an den 3 fruchtbarsten Tagen des weiblichen Zyklus (Zeitpunkt der Ovulation). Nur einmal innerhalb von 24 Stunden anwenden.

Anwendung: 5 Minuten vor dem Geschlechtsverkehr einführen.

1. Nehmen Sie vor dem Sex eine Einmalspritze Prefert® Vaginal Gel und den wiederverwendbaren Applikator.
2. Entfernen Sie die graue Verschlusskappe von der Spritze.
3. Stecken Sie den Applikator auf die Spritze. Führen Sie den Applikator in die Scheide ein.
4. Schieben Sie das Prefert® Vaginal Gel durch Druck auf den Stempel der Spritze in die Scheide. Entfernen Sie wieder die Spritze mit dem Applikator.
5. Spülen Sie den Applikator aus und bewahren Sie ihn für die nächste Anwendung auf.
6. Jetzt können Sie Geschlechtsverkehr miteinander haben. Der Packungs-inhalt ist für 4 Anwendungen.

Nach Gebrauch die leere Spritze im Hausmüll entsorgen.

Den Vaginal Applikator mit warmem Wasser reinigen und ausspülen. Wiederverwendbar.

Frei von Paraben.
Klinisch getestet in Deutschland.

Hinweise: Prefert® ist kein kontrazeptives Gel. Es tötet keine Spermien oder beeinträchtigt deren Eigenschaften. Falls Sie Reizungen bei der Anwendung von Prefert® Vaginal Gel haben, beenden Sie die Anwendung und fragen Ihre Ärztin/Arzt. Bitte für Kinder unzugänglich aufbewahren. Falls Sie vor kurzem einen vaginalen Eingriff hatten, fragen Sie Ihre Ärztin vor der Anwendung. Benutzen Sie Prefert® Vaginal Gel nicht, wenn Sie eine akute vaginale Infektion haben.

English
Instructions for Use

Days of the cycle

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Menstruation: infertile										Fertile days					Definitely infertile											

Prefert® Vaginal Gel
Lubricant when trying
to conceive

Note: Please read instructions before use!

Mode of action: Prefert® promotes sperm activity at the time of ovulation:

- Provides an optimal environment for sperm
- Ideal pH for natural conception
- Improves mobility of sperm in comparison to classical lubricants
- Reduces the osmotic barrier for sperm
- Improves osmolarity

When to use: For temporary use on the 3 most fertile days of the female cycle (time of ovulation).

Use only once within 24 hours.

Directions: Introduce 5 minutes before sexual intercourse.

1. Prior to intercourse, take out a disposable syringe of Prefert® Vaginal Gel and the reusable applicator.
2. Take the gray cap off the syringe.
3. Attach the applicator to the syringe. Insert the vaginal applicator into the vagina.
4. Apply pressure to the plunger of the syringe to push the Prefert® Vaginal Gel into the vagina. Remove the syringe with the applicator.
5. Rinse out the applicator and store it for the next application.
6. Now intercourse can begin. The contents of the package are for 4 applications.

Discard the empty syringe in household waste after use.

Clean and rinse the vaginal applicator with warm water. Can be reused.

Free of parabens.
Clinically tested in Germany.

Warnings: Prefert® vaginal is not a contraceptive gel. Prefert® does not kill Sperm cells or interfere with sperm function. If the use of Prefert® vaginal gel causes irritations or discomfort, stop the use of this product and, if necessary, ask your healthcare provider. Keep this product out of reach of children. If you have had recently any vaginal surgery, ask your healthcare provider before use. Do not use Prefert® vaginal gel, if you have an active vaginal infection.

Français
Mode d'emploi

Jours du cycle

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Règles : jours non féconds										jours féconds					100% non féconds											

Prefert® Gel vaginal
Lubrifiant vaginal pour
desir d'enfants

Veillez lire les consignes avant l'utilisation !

Mode d'action
Prefert® favorise l'activité des spermatozoïdes au moment de l'ovulation :

- apporte aux spermatozoïdes un environnement optimal
- pH idéal pour la fécondation naturelle
- améliore la mobilité des spermatozoïdes en comparaison avec les lubrifiants classiques
- réduit la barrière osmotique pour les spermatozoïdes
- améliore l'osmolarité

Moment de l'application : Pour usage passager aux 3 jours les plus féconds du cycle féminin (moment de l'ovulation). N'appliquer qu'une seule fois au cours de 24 heures.

Application : Introduire 5 minutes avant le rapport sexuel.

1. Avant le rapport sexuel, prendre une seringue à usage unique de Prefert® Vaginal Gel et l'applicateur réutilisable.
2. Enlever le capuchon gris de la seringue.
3. Placer l'applicateur sur la seringue. Introduire l'applicateur vaginal dans le vagin.
4. Pousser Prefert® Vaginal Gel dans le vagin en appuyant sur le piston de la seringue. Enlever de nouveau la seringue avec l'applicateur.
5. Rincer l'applicateur et le conserver pour la prochaine application.
6. Vous êtes maintenant prêts pour le rapport sexuel. Le contenu de l'emballage est prévu pour 4 applications.

Après utilisation, jeter la seringue vide avec les ordures ménagères.

Laver et rincer l'applicateur vaginal à l'eau chaude. Réutilisable.

Sans parabène.
Cliniquement testé en Allemagne.

Mises en garde : Prefert® vaginal n'est pas un gel contraceptif. Il ne tue pas les spermatozoïdes et ne nuit pas à leurs propriétés. Si vous avez des irritations lors de l'utilisation de Prefert® vaginal, arrêtez le traitement et consultez votre médecin. Tenir hors de portée des enfants. Si vous avez subi une intervention vaginale récemment, consultez votre médecin avant l'utilisation. N'utilisez pas Prefert® vaginal Gel si vous avez une infection vaginale aiguë.

Italiano
Istruzioni per l'uso

Giorni del ciclo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
mestruazioni: giorni non fertili										giorni fertili					giorni sicuramente non fertili											

Prefert® Gel vaginale
Lubrificante vaginale ideale
quando si desidera il concepimento

Leggere le istruzioni prima dell'uso!

Modo d'azione: Prefert® favorisce l'attività degli spermatozoi al momento dell'ovulazione:

- Crea un ambiente ottimale per gli spermatozoi
- Valore di pH ideale per il concepimento naturale
- Migliora la mobilità degli spermatozoi in confronto ai lubrificanti classici
- Riduce la barriera osmotica agli spermatozoi
- Migliora l'osmolarità

Quando usarlo: Uso transitorio nei 3 giorni più fertili del ciclo femminile (al momento dell'ovulazione). Usare solo una volta nell'arco di 24 ore.

Uso: Da applicare 5 minuti prima del rapporto sessuale.

1. Prima del rapporto sessuale, prendere una siringa monouso di Prefert® Gel vaginale e l'applicatore riutilizzabile.
2. Rimuovere il cappuccio grigio dalla siringa.
3. Inserire l'applicatore sulla siringa. Introdurre l'applicatore vaginale nella vagina.
4. Spingere Prefert® Gel vaginale nella vagina premendo sullo stantuffo della siringa. Estrarre la siringa con l'applicatore.
5. Risciacquare l'applicatore e metterlo da parte fino all'uso successivo.
6. Ora si può avere un rapporto sessuale. Il contenuto della confezione è sufficiente per 4 applicazioni.

Dopo l'uso, gettare la siringa vuota nei rifiuti domestici.

Pulire e risciacquare l'applicatore vaginale con acqua calda. Riutilizzabile.

Senza parabeni.
Clinicamente testato in Germania.

Avvertenze: Prefert® non è un gel contraccettivo. Prefert® non uccide gli spermatozoi e non interferisce con la loro funzione. Se l'uso di Prefert® Gel vaginale causa irritazioni o fastidio, interrompere l'uso del prodotto e, se necessario, consultare il medico. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Dopo un intervento chirurgico vaginale recente, consultare il medico prima dell'uso. Non usare Prefert® Gel vaginale in caso di infezione vaginale acuta.

Español
Instrucciones de uso

Días del ciclo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Menstruación: periodo no fértil										Días fértils					Días no fértiles con seguridad											

Prefert® Gel vaginal
Lubricante vaginal al
intentar la concepción

¡Leer las instrucciones de aplicación antes del uso!

Modo de actuación: Prefert® estimula la actividad del espermatozoide en el momento de la ovulación:

- Proporciona el entorno óptimo para los espermatozoides
- Posee el valor pH ideal para la fecundación natural
- Mejora la movilidad de los espermatozoides en comparación con los lubricantes convencionales
- Reduce la barrera osmótica para los espermatozoides
- Mejora la osmolaridad

Periodo de uso: Para una aplicación temporal durante los 3 días más fértiles del ciclo femenino (el momento de la ovulación). Aplicar solo una vez cada 24 horas.

Aplicación: Aplicar 5 minutos antes de las relaciones sexuales.

1. Antes de las relaciones sexuales, coja una jeringuilla de Gel Vaginal Prefert® desechable y el aplicador reutilizable.
2. Quite el tapón gris de la jeringuilla. Monte el aplicador en la jeringuilla. Introduzca el aplicador vaginal en la vagina.
3. Empuje el émbolo de la jeringuilla para aplicar el Gel Vaginal Prefert® en la vagina. Retire la jeringuilla con el aplicador.
4. Limpie y enjuague el aplicador vaginal con agua caliente. Reutilizable.
5. Lave el aplicador y guárdelo hasta el siguiente uso.
6. Ahora puede mantener las relaciones sexuales. El envase contiene producto para 4 aplicaciones.

Después del uso desechar la jeringuilla vacía junto con la basura doméstica.

Limpia y enjuaga el aplicador vaginal con agua caliente. Reutilizable.

Sin parabenos.
Clinicamente probado en Alemania.

Observaciones: Prefert® no es un gel anticonceptivo. No mata los espermatozoides ni merma sus propiedades. Si experimenta irritaciones durante la aplicación de Prefert® vaginal Gel, interrumpa su uso y consulte a su médico. Mantener fuera del alcance de los niños. Si se sometió a una intervención quirúrgica vaginal pregunte a su médico antes de usar el producto. No utilice Prefert® vaginal Gel si padece una infección vaginal aguda.

Nederlands
Gebruiksaanwijzing

cyclusdagen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Menstruatie: onvruchtbaar										vruchtbare dagen					zeker onvruchtbaar											

Prefert® Vaginale gel
Vaginaal glijmiddel bij
kinderwens

Lees vóór gebruik de gebruiksinstructies door!

Werkings: Prefert® bevordert de sperma activiteit op het moment van de ovulatie:

- geeft het sperma een optimale omgeving
- ideale pH-waarde voor natuurlijke bevruchting
- verbetert de beweeglijkheid van het sperma vergeleken met klassieke glijmiddelen
- verminderd de osmotische barrière voor het sperma
- verbetert de osmolaliteit

Gebruik: Op de 3 vruchtbareste dagen van de vrouwelijke cyclus (tijdstip van de ovulatie). Slechts eenmaal per 24 uur gebruiken.

De vaginale applicator met warm water reinigen en uitspoelen. Herbruikbaar.

Vrij van parabenen.
Klinisch getest in Duitsland.

Waarschuwingen: Prefert® vaginal is geen anticonceptiegeel. Prefert® doodt geen spermacellen en verstoort de werking van sperma niet. Als het gebruik van Prefert® vaginale gel tot irritaties of ongemakken leidt, stop dan met gebruik van dit product en neem zo nodig contact op met uw zorgverlener. Buiten het bereik van kinderen houden. Raadpleeg vóór gebruik uw zorgverlener als u onlangs aan uw vagina bent geopereerd. Gebruik Prefert® vaginale gel niet als u een actieve vaginale infectie hebt.

Dansk
Brugsanvisning

Cyklus

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Menstruation ikke-frugtbar										frugtbar dage					100 % ikke-frugtbar											

Prefert® Vaginalgel
Vaginalt glidemiddel ved
ønske om graviditet

Læs brugerinstruktioner før brug!

Virkemåde: Prefert® aktiverer sædcellerne på tidspunktet for æglosningen

- Giver sædcellerne et optimalt miljø
- Ideel pH-værdi til naturlig befrugtning
- Forbedrer sædcellernes bevægelighed sammenlignet med de klassiske glidemidler
- reducerer den osmotiske barriere for sædceller
- forbedrer osmolariteten

Tidspunkt for anvendelse: På de 3 mest frugtbare dage i den kvindelige cyklus (tidspunktet for æglosning).

Må kun anvendes én gang i døgn.

Anvendelse: Indføres 5 minutter før samleje.

1. Inden samlejet tages en engangs-sprøjte med Prefert® vaginalgel og applikatoren, der kan genanvendes.
2. Fjern den grå lukkehætte fra sprøjten.
3. Sæt applikatoren på sprøjten. Før vaginal-applikatoren ind i skeden.
4. Ved at trykke på sprøjtes stempel sprøjtes Prefert® vaginal gel ind i skeden. Fjern igen sprøjten med applikatoren.
5. Skyl applikatoren og opbevar den indtil næste gang, den skal bruges.
6. Nu kan du have samleje. Pakkens indhold er beregnet til 4 anvendelser.

Efter brug bortskaffes den tomme sprøjte i husholdningsaffaldet.

Rengør og skyl vaginalapplikatoren med varmt vand. Kan genanvendes.

Ingen parabener.
Klinisk testet i Tyskland.

Bemærkninger: Prefert® er ikke en contraceptiv gel. Gelen dræber ikke sædceller og begrænser heller ikke sædcellernes egenskaber. Såfremt du har hudirritationer ved brug af Prefert® vaginal gel, må gelen ikke anvendes længere, og du bedes kontakte din læge. Skal opbevares utilgængeligt for børn. Såfremt du for nylig har haft et indgreb i vagina, bedes du rådføre dig med din læge om brugen gelen. Prefert® vaginal gel må ikke anvendes, hvis du har en akut infektion i vagina.

Norsk
Bruksanvisning

Syklusdager

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Menstruasjon ikke fruktbar										Fruktbare dager					Sikker ikke fruktbar											

Prefert® Vaginal gel
Vaginalt glidemiddel ved
ønske om barn

Merk: Les bruksanvisningen før bruk.

Virkemåte: Prefert® fremmer spermaktivitet til tidspunktet for egglosning:

- Gir sperma optimale omgivelser
- Ideell pH-verdi til naturlig befruktning
- Forbedrer spermaets bevegelighet sammenlignet med klassiske glidemidler
- Reduserer den osmotiske barrieren for sperma
- Forbedrer osmolariteten

Bruktid: På de 3 fruktbarste dagene i syklusen (tidspunkt for egglosning). Bruk bare én gang innen 24 timer.

Bruk en engangssprøyte med Prefert® vaginal gel og den gjenbrukbare applikatoren før samleie.

1. Bruk en engangssprøyte med Prefert® vaginal gel og den gjenbrukbare applikatoren før samleie.
2. Fjern den grå hetten fra sprøyten.
3. Stikk applikatoren på sprøyten. Før den vaginale applikatoren inn i skjeden.
4. Skyv Prefert® vaginal gel gjennom. Trykk på stempelet på sprøyten i skjeden. Fjern sprøyten med applikatoren igjen.
5. Skyll applikatoren, og ta vare på den til neste bruk.
6. Nå kan dere ha sex med hverandre. Pakningsinnhold er til 4 gangers bruk.

Rengjør den vaginale applikatoren med varmt vann, og skyl godt. Kan brukes om igjen.

Uten parabener.
Klinisk testet i Tyskland.

Advarsel: Prefert® vaginal gel er ikke en prevensjonsgel. Prefert® dreper ikke sædceller eller forstyrre sædfunksjonen. Hvis bruk av Prefert® vaginal gel forårsaker irritasjon eller ubehag, stans bruken av dette produktet, og ta kontakt med lege ved behov. Oppbevar produktet utilgjengelig for barn. Hvis du nylig har hatt vaginal kirurgi, rådfør deg med lege før bruk. Ikke bruk Prefert® vaginal gel hvis du har en aktiv vaginal infeksjon.

Svenska
Bruksanvisning

Menstruationscykel

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Menstruation: infertil										Fertil					Definitivt infertil											

Prefert® Vaginalgel
Vaginalt glidemedel vid
önskan att bli gravid

Läs anvisningarna före användning!

Verkningsmekanism: Prefert® främjar spermieaktiviteten vid tiden för ägglossningen

- ger spermerna en optimal miljö
- idealiskt pH-värde för naturlig befruktning
- förbättrar spermernas rörlighet jämfört med klassiska glidemedel
- minskar spermernas osmotiska barriär
- förbättra osmolariteten

Användningstidpunkt: De 3 mest fertila dagarna i den kvinnliga menstruationscykeln (tiden för ägglossning). Får bara användas en gång inom 24 timmar.

Kasta den använda sprutan i hushållsavfallet efter användning.

Användning: Appliceras 5 minuter före samlaget.

1. Ta fram en engångsspruta Prefert® vaginalgel och den återanvändbara applikatoren före samlaget
2. Ta av det grå locket på sprutan.
3. Sätt fast applikatoren på sprutan. För in applikatoren i slidan.
4. Tryck på sprutkolen för att applicera Prefert® vaginalgel i slidan. Ta därefter ut sprutan med applikatoren.
5. Skölj applikatoren och förvara den tills den ska användas igen.
6. Nu kan du ha samlag. Förpackningens innehåll räcker till 4 appliceringar.

Rengör och skölj applikatoren med varmt vatten. Kan återanvändas.

Fri från parabener
Kliniskt testat i Tyskland.

Observera: Prefert® vaginalgel är inte en preventivgel. Det dödar inte spermier och påverkar inte deras egenskaper. Om du drabbas av irritation vid användning av Prefert® vaginalgel, sluta använda produkten och kontakta läkare. Förvaras utom räckhåll för barn. Om du nyligen har genomgått en vaginal operation, kontakta läkare före användning. Använd inte Prefert® vaginalgel om du har en akut slidinfektion.

Suomi
Käyttöohje

Kuukautiskierto

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Kuukautiset: hedelmätön aika										hedelmälliset päivät					varmasti hedelmätön aika											

Prefert® Emätinegeeli
Liukuvoide raskautta
suunnitteleville

Luue käyttöohjeet ennen käyttöä!

Vaikutus: Prefert® tukee siittiöiden toimintaa ovulaatioajan kohtana:

- Luo siittiöille ihanteellisen ympäristön
- ihanteellinen pH-arvo luonnolliseen hedelmöittymiseen
- toisin kuin perinteiset liukuvoiteet, parantaa siittiöiden liikkuvuutta
- vähentää siittiöihin kohdistuvaa osmootista estettä
- parantaa osmolariteettia

Käyttö: Vie sisään 5 minuuttia ennen sukupuoliyhdyntää.

1. Ota pakkauksesta ennen seksin aloittamista yksi Prefert®-emätinegeelin kertakäyttöruisku ja uudelleenkäytettävä astein.
2. Poista ruiskun harmaa suojus.
3. Yhdistä astein ruiskuun. Vie astein emättimeen.
4. Ruiskuta Prefert®-emätinegeeli emättimen painamalla ruiskun mäntää pohjaan asti. Tuo ruisku ulos emättimestä.
5. Huuhtelee astein ja pane se talteen seuraavaa käyttökertaa varten.
6. Yhdyntä voidaan nyt aloittaa. Pakkauksen sisältö riittää neljään käyttökertaan.

Huom: Prefert®-emätinegeeli ei ole ehkäisygeeli. Prefert® ei tapa siittiöitä eikä heikennä niiden toimintaa. Jos Prefert®-emätinegeelin käyttöä aiheutuu ärsytystä, lopeta valmisteen käyttö ja käänny terveydenhuollon ammattilaisen puoleen. Säälytä valmiste lasten ulottumattomissa. Jos sinulle on hijittain tehty emättimen alueen leikkaus, kysy neuvooa terveydenhuollon ammattilaiselta ennen valmisteen käyttöä. Prefert®-emätinegeeliä ei saa käyttää emätininfektoiden aikana.

Hävität tyhjät ruiskut käytön jälkeen kotitalousjätteen mukana.

فارسی
دستور العمل استفاده

روزهای دوره

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
قاعدگی: نابارور										روزهای بارور					قطعاً نابارور											

Prefert® ژل واژینال
لوپربکتانت مخصوص لقاح

توجه: پیش از استفاده، دستور العمل را مطالعه کنید!

طرز کار: Prefert® فعالیت اسپرم را در زمان تخمگذاری افزایش میدهد:

- محیط بهینه‌ای را برای اسپرم فراهم میکند
- pH را ایدئال برای لقاح طبیعی
- تحرک اسپرم را در مقایسه با لوپربکتانت‌های عادی بهبود میبخشد
- سد اسمزی اسپرم را کاهش میدهد
- اسمولاریته را بهبود میبخشد

زمان استفاده: برای مصرف موقت در روزهایی از دوره زنده که بیشترین احتمال باروری وجود دارد (زمان تخمگذاری).

فقط یک بار در 24 ساعت استفاده شود.

دستور العمل: 5 دقیقه پیش از آمیزش جنسی استفاده شود.

1. پیش از آمیزش جنسی، یک سرنگ یک میلیگتری از ژل واژینال Prefert® و اپلیکاتور چند بار مصرف را بیرون آورید.
2. درپوش خلکستری را از روی سرنگ بردارید.
3. اپلیکاتور را به سرنگ وصل کنید. اپلیکاتور را ژل واژینال را وارد واژن کنید.
4. پالجر سرنگ را فشار دهید تا ژل واژینال Prefert® وارد واژن شود. سرنگ و اپلیکاتور را بیرون آورید.
5. اپلیکاتور را بشویید و برای استفاده بعدی نگه دارید.
6. اکنون می‌توانید آمیزش جنسی را انجام دهید. محتویات بسته به 4 بار استفاده است.

سرنگ خالی را پس از استفاده به همراه زباله خشکی دفع کنید.

中國
說明

图: 月经周期

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
月经期, 不可受孕										可受孕日					确定不可受孕											

Prefert® 阴道润滑凝胶
期望受孕时使用的阴道润滑剂

请在使用前阅读使用说明!

作用方式: Prefert® 使精子活力延长至排卵期:

- 为精子提供最佳的环境
- 保持自然受孕的理想pH值
- 与传统润滑剂相比, 改善精子活力
- 为精子减少穿透障碍
- 改进精子穿透力

使用时间: 短期使用时, 请在女性月经周期中最容易受孕的日子使用。空空的注射器应作为家庭垃圾进行废弃处理。

不含对羟基苯甲酸酯。在德国已通过临床检测。

提示: Prefert® 并非避孕润滑凝胶。它不能杀精或影响精子特性。如果您在使用Prefert® 阴道润滑凝胶时有刺激性感觉, 请您中断使用并咨询医生。在儿童无法触及的位置存放。如果您最近接受过阴道手术, 请在使用前咨询您的医生。如有慢性阴道炎症, 请不要使用Prefert® 阴道润滑凝胶。

Quick start to use Prefert®:

1. Insert applicator into vagina, 5 min
2. Apply gel to the applicator tip
3. Insert applicator into vagina
4. Apply gel to the applicator tip
5. Apply gel to the applicator tip
6. Apply gel to the applicator tip

Prefert® Vaginal Gel
Lubricant when trying to conceive

Note: Please read instructions before use!

Mode of action: Prefert® promotes sperm activity at the time of ovulation:

- Provides an optimal environment for sperm
- Ideal pH for natural conception
- Improves mobility of sperm in comparison to classical lubricants
- Reduces the osmotic barrier for sperm
- Improves osmolarity

When to use: For temporary use on the 3 most fertile days of the female cycle (time of ovulation).

Use only once within 24 hours.

Directions: Introduce 5 minutes before sexual intercourse.

1. Prior to intercourse, take out a disposable syringe of Prefert® Vaginal Gel and the reusable applicator.
2. Take the gray cap off the syringe.
3. Attach the applicator to the syringe. Insert the vaginal applicator into the vagina.
4. Apply pressure to the plunger of the syringe to push the Prefert® Vaginal Gel into the vagina. Remove the syringe with the applicator.
5. Rinse out the applicator and store it for the next application.
6. Now intercourse can begin. The contents of the package are for 4 applications.

Discard the empty syringe in household waste after use.

Clean and rinse the vaginal applicator with warm water. Can be reused.

Free of parabens.
Clinically tested in Germany.

Warnings: Prefert® vaginal is not a contraceptive gel. Prefert® does not kill Sperm cells or interfere with sperm function. If the use of Prefert® vaginal gel causes irritations or discomfort, stop the use of this product and, if necessary, ask your healthcare provider. Keep this product out of reach of children. If you have had recently any vaginal surgery, ask your healthcare provider before use. Do not use Prefert® vaginal gel, if you have an active vaginal infection.

Quando usarlo: Uso transitorio nei 3 giorni più fertili del ciclo femminile (al momento dell'ovulazione). Usare solo una volta nell'arco di 24 ore.

Uso: Da applicare 5 minuti prima del rapporto sessuale.

1. Prima del rapporto sessuale, prendere una siringa monouso di Prefert® Gel vaginale e l'applicatore riutilizzabile.
2. Rimuovere il cappuccio grigio dalla siringa.
3. Inserire l'applicatore sulla siringa. Introdurre l'applicatore vaginale nella vagina.
4. Spingere Prefert® Gel vaginale nella vagina premendo sullo stantuffo della siringa. Estrarre la siringa con l'applicatore.
5. Risciacquare l'applicatore e metterlo da parte fino all'uso successivo.
6. Ora si può avere un rapporto sessuale. Il contenuto della confezione è sufficiente per 4 applicazioni.

Dopo l'uso, gettare la siringa vuota nei rifiuti domestici.

Pulire e risciacquare l'applicatore vaginale con acqua calda. Riutilizzabile.

Senza parabeni.
Clinicamente testato in Germania.

Avvertenze: Prefert® non è un gel contraccettivo. Prefert® non uccide gli spermatozoi e non interferisce con la loro funzione. Se l'uso di Prefert® Gel vaginale causa irritazioni o fastidio, interrompere l'uso del prodotto e, se necessario, consultare il medico. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Dopo un intervento chirurgico vaginale recente, consultare il medico prima dell'uso. Non usare Prefert® Gel vaginale in caso di infezione vaginale acuta.

Gebruik: Op de 3 vruchtbareste dagen van de vrouwelijke cyclus (tijdstip van de ovulatie). Slechts eenmaal per 24 uur gebruiken.

De vaginale applicator met warm water reinigen en uitspoelen. Herbruikbaar.

Vrij van parabenen.
Klinisch getest in Duitsland.

Waarschuwingen: Prefert® vaginal is geen anticonceptiegeel. Prefert® doodt geen spermacellen en verstoort de werking van sperma niet. Als het gebruik van Prefert® vaginale gel tot irritaties of ongemakken leidt, stop dan met gebruik van dit product en neem zo nodig contact op met uw zorgverlener. Buiten het bereik van kinderen houden. Raadpleeg vóór gebruik uw zorgverlener als u onlangs aan uw vagina bent geopereerd. Gebruik Prefert® vaginale gel niet als u een actieve vaginale infectie hebt.

Gebruik: Op de 3 vruchtbareste dagen van de vrouwelijke cyclus (tijdstip van de ovulatie). Slechts eenmaal per 24 uur gebruiken.

De vaginale applicator met warm water reinigen en uitspoelen. Herbruikbaar.

Vrij van parabenen.
Klinisch getest in Duitsland.

Waarschuwingen: Prefert® vaginal is geen anticonceptiegeel. Prefert® doodt geen spermacellen en verstoort de werking van sperma niet. Als het gebruik van Prefert® vaginale gel tot irritaties of ongemakken leidt, stop dan met gebruik van dit product en neem zo nodig contact op met uw zorgverlener. Buiten het bereik van kinderen houden. Raadpleeg vóór gebruik uw zorgverlener als u onlangs aan uw vagina bent geopereerd. Gebruik Prefert® vaginale gel niet als u een actieve vaginale infectie hebt.

Gebruik: Op de 3 vruchtbareste dagen van de vrouwelijke cyclus (tijdstip van de ovulatie). Slechts eenmaal per 24 uur gebruiken.

De vaginale applicator met warm water reinigen en uitspoelen. Herbruikbaar.

Vrij van parabenen.
Klinisch getest in Duitsland.

Waarschuwingen: Prefert® vaginal is geen anticonceptiegeel. Prefert® doodt geen spermacellen en verstoort de werking van sperma niet. Als het gebruik van Prefert® vaginale gel tot irritaties of ongemakken leidt, stop dan met gebruik van dit product en neem zo nodig contact op met uw zorgverlener. Buiten het bereik van kinderen houden. Raadpleeg vóór gebruik uw zorgverlener als u onlangs aan uw vagina bent geopereerd. Gebruik Prefert® vaginale gel niet als u een actieve vaginale infectie hebt.

Gebruik: Op de 3 vruchtbareste dagen van de vrouwelijke cyclus (tijdstip van de ovulatie). Sle