

Prefert®

ג'ל וגינאלי



ג'ל סיכוך טבעי המסייע להרות

Medintim

תכולה:

האריזה מכילה 8 שפופרות עם מוליך. בכל שפופרת 4 מ"ל ג'ל. תכולת האריזה מתאימה ל-4-8 מחזורי ביוץ. ללא פראבנים, ללא הורמונים, ללא חומרים משמרים.

רכיבים:

מים מזוקקים, נתרן כלורי, סודיום פוספט, אשלגן פוספט, Arabinogalactan, Polyhexanide, Hydroxyethylcellulose, ללא פראבנים או סיליקון (dimeticone).

לאחר השימוש:

יש להשליך את השפופרת הריקה לפח.



Medical Device
Made in Germany

KESSEL medintim GmbH
Nordendstr. 82 - 84
64546 Mörfelden-Walldorf
Germany

Phone: + 49 6105 20 37 20

www.medintim.de

מיוצר ונבדק קלינית בגרמניה | מספר רישום אמ"ר: 28750002

טרגרין מדיקל בע"מ

ת.ד. 1365, רמת השרון 4711301 ישראל

טלפון: 072-392-2200

דוא"ל: Info@terragreenmed.com

EAN 4013273001717

www.prefert.com

www.terragreenmed.com



PREFERT | 15.06.2020



Prefert®

ג'ל וגינאלי

ג'ל סיכוך טבעי המסייע להרות

למי מיועד השימוש ב-Prefert®: נשים המנסות להרות
Prefert® הינו ג'ל סיכוך טבעי המסייע בכניסה להריון באופן טבעי. המוצר מתאים לכל הנשים המנסות להרות. כמו כן הג'ל מסייע לנשים הסובלות מיובש נרתיקי.

מומחים מעריכים כי 20%-25% מן המקרים בהם זוגות חווים קושי בכניסה להריון נובעים מסביבה חומצית בנרתיק הפוגעת בתאי הזרע. Prefert® מייצר סביבה בסיסית בנרתיק, עם חומציות ותנאים הדומים למצב הטבעי בנרתיק בימי שיא הפוריות של האישה. הג'ל יוצר סביבה אידיאלית לשרידות תאי הזרע ומשפר את תנועתם. היות והג'ל מחקה את ההפרשות הטבעיות של הגוף, הוא מקל גם על יובש בנרתיק.



נטול פראבנים,
הורמונים
וחומרים משמרים



מנגנון הפעולה:

- Prefert® הינו ג'ל סיכוך טבעי ונח ולשימוש.
- מסייע לפוריות טבעית.
- מקנה סביבה אידיאלית ותנאים אופטימליים עבור תאי הזרע.
- מייצר רמת חומציות המתאימה לקליטת הריון באופן טבעי.
- בעל תכונות אוסמוטיות המגדילות את מרחב התמרון של תאי הזרע ומגבירות את סיכוייהם להגיע לביצית.
- Prefert® מכיל Arabinogalactan, מולקולה רב-סוכרית טבעית, נוגדת חמצון המופקת מעץ הארזית (Wood Larch).
- Prefert® ג'ל מגן על תאי הזרע ועוזר להם לשמור על חיוניותם.

אופן השימוש:

יש להחדיר ג'ל נרתיקי Prefert® ישירות לנרתיק בעזרת המוליך המחובר לכל שפופרת לפני קיום יחסי מין. הג'ל Prefert® אינו מורגש ומאפשר לקיים יחסי מין בהנאה וללא כאבים בעת ניסיון להרות.

תופעות לוואי:

Prefert® ג'ל הינו מוצר טבעי ללא תופעות לוואי. במידה וקיימת בעיה בעת השימוש ב-Prefert® ג'ל, מומלץ להפסיק את השימוש בו ולהיוועץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.

תכונות:

- נטול סיליקון ופארבנים
- נטול טעם וריח
- נטול צבע (המוצר הינו שקוף)
- אינו גורם לגירוי
- מסיס במים
- pH - 7.0-7
- אוסמוטיות 315 - mOsmol / kg (260 - 370)
- צמיגות 2500-7000 mPa.s

לאחר ניתוח וגינאלי, לפני השימוש ב-Prefert® יש להיוועץ עם הרופא המטפל שלך. מומלץ לא להשתמש בג'ל הנרתיקי Prefert® אם יש לך זיהום ואגינלי פעיל.